

URS-10H transport protocol:

STX	CR	LF																					
D	A	T	E	:	Y	Y	Y	Y	-	M	M	-	D	D	SP	H	H	:	M	I	CR	LF	
N	O	.	SP	:	D	D	D	D	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CR	LF	
I	D	SP	SP	:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CR	LF	
S	U	R	O	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	B	I	L	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	K	E	T	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	B	L	D	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	P	R	O	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	N	I	T	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	L	E	U	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	G	L	U	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	S	G	SP	SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CR	LF	
S	P	H	SP	SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CR	LF	
ETX																							

For example:

DATE:2019-11-26 16:14
 NO. :0002
 ID :
 URO +- 3.3 umol/L
 BIL - 0 umol/L
 KET - 0 mmol/L
 BLD - 0 cells/uL
 PRO - 0 g/L
 *NIT +
 LEU - 0 cells/uL
 GLU - 0 mmol/L
 SG 1.020
 PH 6.0

URS-11H transport protocol:

STX	CR	LF																				
D	A	T	E	:	Y	Y	Y	Y	-	M	M	-	D	D	SP	H	H	:	M	I	CR	LF
N	O	.	SP	:	D	D	D	D	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CR	LF
I	D	SP	SP	:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CR	LF
S	U	R	O	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	B	I	L	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	K	E	T	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	B	L	D	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	P	R	O	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	N	I	T	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	L	E	U	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	G	L	U	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	S	G	SP	SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CR	LF
S	P	H	SP	SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CR	LF
S	V	C	SP	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
ETX																						

For example:

DATE:2019-11-26 16:14
 NO. :0002
 ID :
 URO +- 3.3 umol/L
 BIL - 0 umol/L
 KET - 0 mmol/L
 BLD - 0 cells/uL
 PRO - 0 g/L
 *NIT +
 LEU - 0 cells/uL
 GLU - 0 mmol/L
 SG 1.020
 PH 6.0
 *VC + 1.4 mmol/L

URS-12H transport protocol:

STX	CR	LF																					
D	A	T	E	:	Y	Y	Y	Y	-	M	M	-	D	D	SP	H	H	:	M	I	CR	LF	
N	O	.	SP	:	D	D	D	D	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CR	LF	
I	D	SP	SP	:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CR	LF	
S	U	R	O	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	B	I	L	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	K	E	T	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	B	L	D	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	P	R	O	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	N	I	T	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	L	E	U	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	G	L	U	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	S	G	SP	SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CR	LF	
S	P	H	SP	SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CR	LF	
S	V	C	SP	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
S	M	A	L	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF	
ETX																							

For example:

DATE:2019-11-26 16:14
 NO. :0002
 ID :
 URO +- 3.3 umol/L
 BIL - 0 umol/L
 KET - 0 mmol/L
 BLD - 0 cells/uL
 PRO - 0 g/L
 *NIT +
 LEU - 0 cells/uL
 GLU - 0 mmol/L
 SG 1.020
 PH 6.0
 *VC + 1.4 mmol/L
 MAL - 0 g/L

URS-14H transport protocol:

STX	CR	LF																				
D	A	T	E	:	Y	Y	Y	Y	-	M	M	-	D	D	SP	H	H	:	M	I	CR	LF
N	O	.	SP	:	D	D	D	D	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	CR	LF
I	D	SP	SP	:	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	CR	LF
S	U	R	O	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	B	I	L	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	K	E	T	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	B	L	D	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	P	R	O	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	N	I	T	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	L	E	U	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	G	L	U	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	S	G	SP	SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CR	LF
S	P	H	SP	SP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CR	LF

For example:

DATE:2019-11-26 16:14
 NO. :0002
 ID :
 URO +- 3.3 umol/L
 BIL - 0 umol/L
 KET - 0 mmol/L
 BLD - 0 cells/uL
 PRO - 0 g/L
 *NIT +
 LEU - 0 cells/uL
 GLU - 0 mmol/L
 SG 1.020
 PH 6.0

S	V	C	SP	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	C	R	E	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	C	A	L	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
S	M	A	L	SP	T	T	SP	X	X	X	X	X	U	U	U	U	U	U	U	U	U	CR	LF
ETX																							

*VC + 1.4 mmol/L

CRE - 0 g/L

CAL - 0 g/L

MAL - 0 g/L

L

Connect to computer through RS-232 standard interface

Baud rate: 9600

Data bits: 8

Stop bit: 1

Parity bit: NA

Each table cell represents an ASCII character

STX : First symbol (0x02)

ETX : End mark (0x03)

CR : Carriage return character (0x0D)

LF : New line character (0x0A)

YYYY : Year (e.g.: 2018)

MM : Month (e.g.: 12)

DD : Day (e.g.: 31)

HH : Hour (e.g.: 23)

MI : Minute (e.g.: 59)

SP : Single byte Spaces (0x20)

D area : Sample No. (0001~9999)

I area : Bar code

S area : Abnormal signs (* or single byte space)

T area : Symbol (-, +-, +, 2+, 3+)

X area : Result (For example: 1.010)

U area : Unit (e.g.: cells/uL)